

**КОМПЛЕКТ ЛИНЗ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ
КЛО-1**

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ПКМБ – 303350.00 РЭ

Подп. и дата	Взам. инв. №	Исх. № дубл.	Подп. и дата

2009 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Комплект КЛО-1 предназначен для диагностики и исследования глаза и применяется в глазных клиниках, научно-исследовательских институтах глазных болезней и глазных кабинетах поликлиник.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные параметры линз указаны в таблице 1 и 2

Таблица 1

Наименование изделия	Оптическая сила, дптр	Фокусное расстояние, мм	Класс чистоты поверхности по ГОСТ 11141	Световой диаметр, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, г
Линза L15D	15	66,98 ±0.3	III	53+0,3	Ø61x17,5	64
Линза L20D	20	50,08 ±0.3	III	50+0,3	Ø61x17,5	78

Таблица 2

Наименование изделия	Фокусное расстояние, мм	Класс чистоты поверхности по ГОСТ 11141	Световой диаметр, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, г
Линза Гольдмана	15,1±0.3	III	33+0,3	Ø 43x32	42
Гониоскоп	15,3±0.3	III	22+0,3	Ø31x22	19

ГКМБ – 303350.00 РЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Львовский		
Пров.		Никитин		
Н.контр.		Сушев		
Утв.		Казеннов		

Комплект линз
офтальмологических
КЛО-1
Руководство по эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
A	2	4

Первичн. примен.

Серия №

Подп. и дата

Исх. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Исх. № подл.

